

# FUJI LATEX MEDICAL PRODUCT

不二ラテックス株式会社  
メディカル製品カタログ

2023年  
11月改訂

不二ラテックス株式会社

● 個包装に  
ブリスター  
パック採用  
しっかり丈夫な  
素材です

● フタを  
切り離せる  
便利な外箱  
片手で個包装を  
取り出せます

● 天然ゴム  
アレルギー  
のない  
合成ゴム製

● 安心の  
ガンマ線  
滅菌品

● 各社の  
経膈プローブ  
に使用可能

● 巻き上げて  
あるので  
プローブへの  
装着が簡単

天然ゴムアレルギーの患者様にも安心です

# 経膈用IRプローブカバー・G

本人も気付きにくく診察時に申告されにくい、天然ゴムアレルギー。そんな患者様にも安心な、天然ゴムを使用しないIR（ポリイソプレン）製のプローブカバーです。天然ゴム臭がなく、非常にやわらかく使いやすい素材です。ガンマ線滅菌済みなので、安全にご使用いただけます。

- 合成ゴム製（ポリイソプレンゴム）
- ガンマ線滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器 クラスⅡ
- 医療機器承認番号 22500BZX00154000

| 形状 | 商品名                        | 入り数    | JANコード          | 使用期限        | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|----|----------------------------|--------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
|    | 経膈用IRプローブカバー・G<br>(100個入り) | 100個/箱 | 4 902510 622658 | 滅菌日より<br>2年 | 20,000円/箱<br>(税込 22,000円) | FL130696 |
|    | 経膈用IRプローブカバー・G<br>(25個入り)  | 25個/箱  | 4 902510 401123 | 滅菌日より<br>2年 | 6,000円/箱<br>(税込 6,600円)   | FL130695 |

## プローブカバー について

- 経膈超音波診断装置の探触子（プローブ）に被せることで、プローブの汚染を防ぎ、医療従事者及び患者間の交差感染を防ぎます。
- ご使用の前に必ず添付文書をお読みください。

● 個包装に  
ブリスター  
パック採用  
しっかり丈夫な  
素材です

● フタを  
切り離せる  
便利な外箱  
片手で個包装を  
取り出せます

● 天然ゴム  
アレルギー  
のない  
合成ゴム製

● 各社の  
経膈プローブ  
に使用可能

● 巻き上げて  
あるので  
プローブへの  
装着が簡単

天然ゴムアレルギーの患者様にも安心です

# 経膈用IRプローブカバーNS

〔Non Sterile:未滅菌〕

天然ゴムを使用しないIR（ポリイソプレン）製のプローブカバーの未滅菌品です。天然ゴム臭がなく、非常にやわらかく使いやすい素材です。

- 合成ゴム製（ポリイソプレンゴム）
- 未滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器 クラスⅡ
- 医療機器承認番号 30300BZX00234000

| 形状 | 直径  | 全長    | 厚さ    | 入り数    | JANコード          | 使用期限        | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|----|-----|-------|-------|--------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
|    | 35φ | 195mm | 0.1mm | 100個/箱 | 4 902510 622665 | 製造日より<br>2年 | 15,000円/箱<br>(税込 16,500円) | FL130701 |

2

3



天然ゴム製経腔用滅菌プローブカバー  
**経腔用プローブカバー・G**

天然ゴム製のプローブカバーです。  
ガンマ線滅菌済みなので不妊治療を行っているクリニック様にもおすすめです。

- 天然ゴム製
- ガンマ線滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器 クラスⅡ
- 医療機器承認番号 20200BZZ01231000

| 形 状            | 直径  | 全長    | 厚さ    | 入り数    | JANコード          | 使用期限        | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|----------------|-----|-------|-------|--------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| 35 195 厚さ0.1mm | 35φ | 195mm | 0.1mm | 100個／箱 | 4 902510 620104 | 滅菌日より<br>2年 | 16,000円／箱<br>(税込 17,600円) | FL130694 |



リーズナブルな未滅菌プローブカバー  
**経腔用プローブカバーNS** [ Non Sterile : 未滅菌 ]

天然ゴム製の未滅菌プローブカバーです。  
ひとつずつ個包装されたタイプと袋詰めタイプの2種類からお選びください。

- 天然ゴム製
- 未滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器 クラスⅡ
- 医療機器認証番号 222ABBZX00161000

| 形 状            | 商品名                         | 入り数    | JANコード          | 使用期限        | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|----------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| 35 195 厚さ0.1mm | 経腔用プローブカバー NS<br>(ブリスターパック) | 100個/箱 | 4 902510 622672 | 製造日より<br>3年 | 10,000円/箱<br>(税込 11,000円) | FL130693 |
|                | 経腔用プローブカバー NS<br>袋入り        | 120個/袋 | 4 902510 612550 | 製造日より<br>2年 | 6,500円/袋<br>(税込 7,150円)   | FL130537 |



【 装着方法 】




心エコー用プローブカバー  
**経食道用不ニプローブカバー・G**

天然ゴム製のプローブカバーです。  
ガンマ線滅菌済みなので安全にご使用いただけます。

- 天然ゴム製
- ガンマ線滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器 クラスⅡ
- 医療機器認証番号 220ABBZX00312000

| サイズ | 長さ (mm) |    |     | 径 (φ) |    | 厚み (mm) |     | 入り数              | JANコード          | 使用期限        | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|-----|---------|----|-----|-------|----|---------|-----|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
|     | 全長      | 先端 | 胴部  | 先端    | 胴部 | 先端      | 胴部  |                  |                 |             |                           |          |
| M径  | 1050    | 35 | 600 | 10    | 15 | 0.25    | 0.3 | 30個/箱<br>(10個×3) | 4 902510 250059 | 滅菌日より<br>2年 | 78,000円/箱<br>(税込 85,800円) | FL130368 |
| L径  | 1100    | 45 | 600 | 12    | 18 | 0.25    | 0.3 |                  | 4 902510 250073 |             |                           | FL130370 |

リーフ状の形状により、必要最小限の大きさで、避妊効果を高め副作用を抑えています。挿入筒とデバイスがセットしており、またテールも一定の長さになっているため、挿入除去が簡単に操作できるなど、多くの特徴を有しています。



信頼の国産IUD(子宮内避妊用具)

FD-1 (一般的名称: 子宮内避妊用具)

FD-1は1977年に発売され、今日まで愛用されている国産IUD (子宮内避妊用具) です。日本人女性の体格に合わせたP-70とP-80の2種類があり、本体に金属、薬剤等を使用しておりません。

- EVA 製 (テール部: ナイロンモノフィラメント)
- ガンマ線 滅菌品 (単回使用・ディスポーザブル)
- 高度管理医療機器 クラスⅢ
- 医療機器承認番号 15200BZZ01138000

| 商品名  | 入り数  | JANコード          | 使用期限    | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|------|------|-----------------|---------|---------------------------|----------|
| P-70 | 3本/箱 | 4 902510 622535 | 滅菌日より2年 | 16,500円/箱<br>(税込 18,150円) | FL110004 |
| P-80 |      | 4 902510 622542 |         |                           | FL110005 |



FD-1小冊子 (患者様用) が同封されています

- 分娩誘発が無理なく進みます
- 分娩の所要時間が短縮されます
- 自然陣痛に近い有効陣痛
- 産婦に与える苦痛を軽減できます



出産時の分娩誘発に  
フジメトロ

ガンマ線滅菌で安心の子宮頸管拡張器です。子宮内に挿入されたバルーン部分を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇、卵膜剥離を穏やかに促し、分娩誘発を無理なく進めます。(滅菌水の注入量は150mlまでになります)

- 一般的名称: 子宮頸管拡張器
- 天然ゴム (バルブ部: EVA)
- 一般医療機器 クラスⅠ
- ガンマ線滅菌 (単回使用・ディスポーザブル)
- 医療機器届出番号: 09B1X00002000004

| 全長    | バルブ注入口径 | 入り数             | 出荷単位 | JANコード          | 使用期限    | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|-------|---------|-----------------|------|-----------------|---------|---------------------------|----------|
| 300mm | 4mm     | 6本/箱<br>36本/ケース | 1ケース | 4 902510 320042 | 滅菌日より2年 | 21,120円/箱<br>(税込 23,232円) | FL120002 |

- 分娩誘発が無理なく進みます
- 分娩の所要時間が短縮されます
- 自然陣痛に近い有効陣痛
- 産婦に与える苦痛を軽減できます



出産時の分娩誘発に  
オバタメトロ

ガンマ線滅菌で安心の子宮頸管拡張器です。子宮内に挿入されたバルーン部分を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇、卵膜剥離を穏やかに促し、分娩誘発を無理なく進めます。(滅菌水の注入量は150mlまでになります)

- 一般的名称: 子宮頸管拡張器
- 天然ゴム (バルブ部: EVA)
- 一般医療機器 クラスⅠ
- ガンマ線滅菌 (単回使用・ディスポーザブル)
- 医療機器届出番号: 09B1X00002000003

| 全長    | バルブ注入口径 | 入り数             | 出荷単位 | JANコード          | 使用期限    | 希望小売価格                    | 商品コード    |
|-------|---------|-----------------|------|-----------------|---------|---------------------------|----------|
| 300mm | 4mm     | 6本/箱<br>36本/ケース | 1ケース | 4 902510 320059 | 滅菌日より2年 | 21,120円/箱<br>(税込 23,232円) | FL120001 |



天然ゴム製コンドーム

ミスターウィル

国内製造ですので、安心してご使用頂けます。

- 天然ゴムラテックス
  - 管理医療機器 クラスⅡ
- 未滅菌品（単回使用）
  - 医療機器認証番号：219ABBZX00249000

| 商品名             | 直径(φ) | 全長(mm) | 先端形状 | 希望小売価格                  | 入り数    | JANコード          | 使用期限        | 商品コード    |
|-----------------|-------|--------|------|-------------------------|--------|-----------------|-------------|----------|
| ミスターウィル<br>ドライ  | 34    | 160～   | 溜なし  | 7,800円／箱<br>(税込 8,580円) | 144個／箱 | 4 902510 611034 | 製造日より<br>5年 | FL011622 |
| ミスターウィル<br>ゼリー付 | 34    | 160～   | 溜なし  |                         |        | 4 902510 611041 |             | FL010889 |



天然ゴム製コンドーム

マロニー

国内製造ですので、安心してご使用頂けます。

- 天然ゴムラテックス
  - 管理医療機器 クラスⅡ
- 未滅菌品（単回使用）
  - 医療機器認証番号：219ABBZX00249000

| 直径(φ) | 全長(mm) | 先端形状 | 希望小売価格                  | 入り数    | JANコード          | 使用期限    | 商品コード    |
|-------|--------|------|-------------------------|--------|-----------------|---------|----------|
| 34    | 160～   | 溜つき  | 7,800円／箱<br>(税込 8,580円) | 144個／箱 | 4 902510 611058 | 製造日より5年 | FL011621 |




汎用性の高いシリコン製チューブ

Fujilatex シリコンチューブ

耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れた透明性の高いシリコンチューブです。

- 国内製造
- シリコンゴム製
- ライン部：硫酸バリウム

| 呼称                             | 規格(内径×外径) | 長さ  | 希望小売価格 | 1ケース寸法(W×D×H) | JANコード         | 商品コード    |
|--------------------------------|-----------|-----|--------|---------------|----------------|----------|
| Fujilatex<br>シリコンチューブ          | 3.0×5.0   | 50m | オープン価格 | 295×295×90mm  | 4902510 613274 | FL130674 |
|                                | 4.0×6.0   | 50m | オープン価格 | 295×295×90mm  | 4902510 613281 | FL130675 |
|                                | 6.0×10.0  | 50m | オープン価格 | 370×370×100mm | 4902510 613298 | FL130676 |
| ライン入り<br>Fujilatex<br>シリコンチューブ | 1.0×2.0   | 50m | オープン価格 | 230×230×50mm  | 4902510 613304 | FL130677 |
|                                | 6.0×8.0   | 50m | オープン価格 | 370×370×100mm | 4902510 613311 | FL130678 |



ソフトなのに、寝心地しっかり

ひえぷる やわらかまくら

冷凍庫で冷やして使う安眠まくらです。

- 暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲、捻挫などの冷却に。
- 高い冷却効果と持続性を発揮。
- 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地

| 1個 寸法                 | 1個 重量  | 希望小売価格 | 1ケース 寸法(mm)            | 1ケース 重量 | 入り数   | JANコード          | 商品コード    |
|-----------------------|--------|--------|------------------------|---------|-------|-----------------|----------|
| 210×330×30<br>(W×D×H) | 1,000g | オープン価格 | 375×320×244<br>(W×D×H) | 15kg    | 14個／箱 | 4 902510 106974 | FL020040 |

製品一覧

| 対応診療科          | 産婦人科・泌尿器科                                                     |                           |                           |                                                              | 産婦人科                                       |                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 製品画像           |                                                               |                           |                           |                                                              |                                            |                                      |
| 製品名            | 経腔用IR<br>プローブカバー・G                                            | 経腔用IR<br>プローブカバー NS       | 経腔用<br>プローブカバー・G          | 経腔用<br>プローブカバー NS                                            | FD-1                                       | フジメトロ<br>オバタメトロ                      |
| 商品コード          | 【100】FL130696<br>【25】FL130695                                 | FL130701                  | FL130694                  | 【箱】FL130693<br>【袋】FL130537                                   | 【P-70】FL110004<br>【P-80】FL110005           | 【フ】FL120002<br>【オ】FL120001           |
| JANコード         | 【100】4902510622658<br>【25】4902510401123                       |                           |                           | 【箱】4902510622672<br>【袋】4902510612550                         | 【P-70】4902510622535<br>【P-80】4902510622542 | 【フ】4902510320042<br>【オ】4902510320059 |
| 医療機器<br>クラス 分類 | 管理医療機器<br>クラス II                                              | 管理医療機器<br>クラス II          | 管理医療機器<br>クラス II          | 管理医療機器<br>クラス II                                             | 高度管理医療機器<br>クラス III                        | 一般医療機器<br>クラス I                      |
| 素材             | 合成ゴム                                                          | 合成ゴム                      | 天然ゴム                      | 天然ゴム                                                         | EVA<br>【テール部：ナイロン<br>モノフィラメント】             | 天然ゴム<br>(バルブ部：EVA)                   |
| 個包装<br>ロット印字   | 有り                                                            | 有り                        | 有り                        | 【箱】有り<br>【袋】無し                                               | 有り                                         | 有り                                   |
| 入り数            | 【100】100個／箱<br>【25】25個／箱                                      | 100個／箱                    | 100個／箱                    | 【箱】100個／箱<br>【袋】120個／パック                                     | 3本／箱                                       | 6本／箱                                 |
| ケース<br>入り数     | 【100】5箱<br>【25】4箱                                             | 5箱                        | 5箱                        | 【箱】5箱<br>【袋】5パック                                             | 6箱                                         | 6箱                                   |
| 滅菌区分           | ガンマ線滅菌                                                        | 未滅菌                       | ガンマ線滅菌                    | 未滅菌                                                          | ガンマ線滅菌                                     | ガンマ線滅菌                               |
| 使用期限           | 滅菌日より2年                                                       | 製造日より2年                   | 滅菌日より2年                   | 【箱】製造日より3年<br>【袋】製造日より2年                                     | 滅菌日より2年                                    | 滅菌日より2年                              |
| 希望<br>小売価格     | 【100】20,000円／箱<br>(税込 22,000円)<br>【25】6,000円／箱<br>(税込 6,600円) | 15,000円／箱<br>(税込 16,500円) | 16,000円／箱<br>(税込 17,600円) | 【箱】10,000円／箱<br>(税込 11,000円)<br>【袋】6,500円／パック<br>(税込 7,150円) | 16,500円／箱<br>(税込 18,150円)                  | 21,120円／箱<br>(税込 23,232円)            |
| 箱寸法<br>【mm】    | 【100】200×250×65<br>【25】60×195×60                              | 200×250×65                | 200×250×65                | 【箱】200×250×65<br>【袋】160×85×260                               | 365×73×65                                  | 365×73×65                            |
| ケース寸法<br>【mm】  | 【100】275×335×210<br>【25】210×255×80                            | 275×335×210               | 275×335×210               | 【箱】275×335×210<br>【袋】300×280×100                             | 380×250×135                                | 380×250×135                          |

| 循環器内科                          |                                | 関連商品                                     |                         |                       |                        |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                |                                |                                          |                         |                       |                        |
| M径<br>長さ：1050mm<br>径：先10φ 胴15φ | L径<br>長さ：1100mm<br>径：先12φ 胴18φ | ミスターウィル                                  | マロニー                    | Fujilatex<br>シリコンチューブ | ひえぶる<br>やわらかまくら        |
| 経食道用<br>不ニプローブ<br>カバー・G 【M径】   | 経食道用<br>不ニプローブ<br>カバー・G 【L径】   |                                          |                         |                       |                        |
| FL130368                       | FL130370                       | 【ドライ】FL011622<br>【ゼリー】FL010889           | FL011621                | P9参照                  | FL020040               |
|                                |                                | 【ドライ】4902510611034<br>【ゼリー】4902510611041 |                         | P9参照                  |                        |
| 管理医療機器<br>クラス II               | 管理医療機器<br>クラス II               | 管理医療機器<br>クラス II                         | 管理医療機器<br>クラス II        |                       |                        |
| 天然ゴム                           | 天然ゴム                           | 天然ゴム                                     | 天然ゴム                    | シリコンゴム                | 袋：EVA樹脂<br>内容物：水・エタノール |
| 有り                             | 有り                             | 無し                                       | 無し                      | 無し                    |                        |
| 30個／箱<br>【10個×3】               | 30個／箱<br>【10個×3】               | 144個／箱                                   | 144個／箱                  | 1個／箱<br>(50m)         | 1個                     |
| 1箱                             | 1箱                             | 30箱                                      | 30箱                     |                       | 14個                    |
| ガンマ線滅菌                         | ガンマ線滅菌                         | 未滅菌                                      | 未滅菌                     |                       |                        |
| 滅菌日より2年                        | 滅菌日より2年                        | 製造日より5年                                  | 製造日より5年                 |                       |                        |
| 78,000円／箱<br>(税込 85,800円)      | 78,000円／箱<br>(税込 85,800円)      | 7,800円／箱<br>(税込 8,580円)                  | 7,800円／箱<br>(税込 8,580円) | オープン価格                | オープン価格                 |
| 346×45×85                      | 346×45×85                      | 200×60×180                               | 200×60×180              | P9を参照                 | 210×330×30             |
| 355×145×90                     | 355×145×90                     | 390×630×335                              | 390×630×335             |                       | 375×320×244            |

当社はお客様のニーズに合った製品やサービスをご提供するために、お客様の要望をしっかりと把握した上で、市場の動向や様々な実績を反映した「提案型」の製品開発に取り組んでおります。

### 01 お問い合わせ ご相談

当社商品・製品に関するお問い合わせ、ご意見を承っております。  
お客様のお困りごとや製品化のご検討などございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

### 02 お打合わせ

お問い合わせ頂いた内容を確認し、ご要望があればご面談の上、詳細な打ち合わせを行います。  
頂いた情報を基にテーマを精査し、様々な分析や試験等を行い、仕様を決めていきます。  
また同時に、材料の調達から廃棄に至るまでのリスクマネジメントによる安全・安心な製品の提供を保証しております。

### 03 仕様・要件 の検討

製品の種類、用途によって様々な要求仕様、条件がございます。要求仕様につきましては可能な範囲で情報をご開示ください。必要に応じて秘密保持契約にも対応致します。  
当社の既存製品による機能確認、各種素材サンプルによる性能確認にも対応致します。

### 04 製品開発

時代や環境の変化に対応するため市場動向を見据えると共に、より良い未来の生活環境を創造するための製品を積極的に開発していきます。



不二ラテックス 栃木千塚工場

## ご 注 意

※ご使用される前に必ず添付文書をご確認ください。

添付文書はPmda（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）の医療機器情報検索に掲載しております。

※やわらかまくら以外はディスプレイになります。繰返し使用されることはおやめ下さい。

※ゴム製品は下記の場所を避けて保管して下さい。

①直射日光、紫外線の当たる場所 ②高温多湿で風通りの悪い場所 ③オゾンが発生させる空気清浄機、高電圧製品の近く