



天然ゴムアレルギーの患者様にも安心です

本人も気付きにくく診察時に申告されにくい、天然ゴムアレルギー。そんな患者様にも安心な、天然ゴムを使用しないIR（ポリイソプレン）製プローブカバーです。

個包装に
ブリスター
パック採用
しっかり丈夫な
素材です



フタを
切り離せる
便利な外箱
片手で個包装を
取り出せます



各社の
経腔プローブ
に使用可能

巻き上げて
あるので
プローブへの
装着が簡単

経腔用IR プローブカバー・G

(IR=ポリイソプレンゴム)



- 合成ゴム製（ポリイソプレンゴム）
- ガンマ線滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器クラスII
- 医療機器承認番号 22500BZX00154000



NEW!
少量タイプ
25個入

100個入



形状	入り数	JANコード	使用期限	希望小売価格	商品コード
<p>直径：35φ 全長：195mm 厚さ：0.1mm</p>	100個/箱	<p>4 902510 622658</p>	滅菌日より2年	20,000円/箱 (税込価格 22,000円)	FL130696
	25個/箱	<p>4 902510 401123</p>		5,000円/箱 (税込価格 5,500円)	FL130695