

信頼の国産IUD (子宮内避妊用具)

FD-1は1977年に発売され、今日まで愛用されている
国産IUD（子宮内避妊用具）です。


日本人女性の体格に合わせ、P-70とP-80の2種類が
あり、本体に金属、薬剤等を使用しておりません。



【一般的名称】
子宮内避妊用具

エフ ディー ワン
FD-1

- 商品コード：FL110004 (P-70)
FL110005 (P-80)
- EVA製（テール部：ナイロンモノ
フィラメント）
- ガンマ線 滅菌品
（単回使用・ディスポーサブル）
- 高度管理医療機器 クラスⅢ
- 医療機器承認番号：
15200BZZ01138000



入り数	JANコード	使用期限	希望小売価格
3本/箱	P-70 4902510 622535 P-80 4902510 622542	滅菌日より2年	16,500円/箱