

ガンマ線滅菌で、 安心の子宮頸管拡張器



子宮内に挿入されたバルーン部分を膨らませることで、子宮壁刺激・
内圧上昇、卵膜剥離を穏やかに促し、分娩誘発を無理なく進めます。
(滅菌水の注入量は150mlまでになります)

分娩誘発が
無理なく
進みます

分娩の
所要時間が
短縮されます

自然陣痛に
近い
有効陣痛

産婦に
与える苦痛を
軽減できます



出産時の
分娩誘発に

オバタメトロ

- 販売名：オバタメトロ
- 一般的名称：子宮頸管拡張器
- クラス分類：一般医療機器
- 医療機器届出番号：09B1X00002000003
- 素材：天然ゴム（バルブ部：EVA）
- 滅菌：ガンマ線滅菌（単回使用・ディスポーザブル）

商品コード

FL120001

全長	バルブ注入口径	入り数	出荷単位	JANコード	使用期限	希望小売価格
300mm	4mm	6本/箱 36本/ケース	1ケース	4 902510 320059	滅菌日より2年	21,120円/箱

※ご使用前に必ず添付文書をお読みください。※本カタログに掲載の仕様・形状は予告なく変更することがございます。