


Fujilatex シリコンチューブ

Silicone Tube by Fuji Latex



不二ラテックス株式会社
メディカル営業部

Fujilatex シリコンチューブ

- ・耐熱性、耐寒性、対候性、
耐薬品性に優れた透明性の
高いシリコンチューブです。



製品概要

品番	呼称	規格 (内径×外径)	長さ	実物大	パッケージサイズ (W×D×H)	JANコード
FL130674	Fujilatex シリコンチューブ	3.0×5.0mm	50m	○	295×295×90mm	4 902510 613274
FL130675	Fujilatex シリコンチューブ	4.0×6.0mm	50m	○	295×295×90mm	4 902510 613281
FL130676	Fujilatex シリコンチューブ	6.0×10.0mm	50m	○	370×370×100mm	4 902510 613298



(梱包イメージ)

Fujilatex

ライン入りシリコンチューブ

- ・耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れた透明性の高いシリコンチューブです。
- ・ラインが入っております。
(ライン部：硫酸バリウム)



製品概要

品番	呼称	規格 (内径×外径)	長さ	実物大	パッケージサイズ (W×D×H)	JANコード
FL130677	ライン入り Fujilatex シリコンチューブ	1.0×2.0mm	50m	○	230×230×50mm	4 902510 613304
FL130678	ライン入り Fujilatex シリコンチューブ	6.0×8.0mm	50m	○	370×370×100mm	4 902510 613311

【備考】

①梱包形態について

- 各サイズ(50M)毎にビニール袋に入れ、外箱にて出荷致します。
- 表示ラベル(バーコード入り)は、1次包装(ビニール袋)及び1次梱包(化粧箱)の上面に貼付しております。
- 外箱(発送用)は各サイズ共通の箱での出荷となります。
- 外箱への表示は〔規格〕〔入数〕〔ロット番号〕となります。

②上記規格品以外における製品について

- 上記規格以外もオーダーメイド製造が可能です。まずは担当営業にお問い合わせください。

※オーダーメイドについては裏面をお読みください。 ➡

オーダーメイド製造について

より正確にお客様の要望にお応えできるよう、オーダーメイドでの製造も承っております。
内径、外径、ラインの有無などを営業担当者にお伝えください。
またご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

①お問い合わせ

シリコンチューブに関するお問い合わせ、ご意見を承っております。
お気軽に下記までお問い合わせください。

不二ラテックス株式会社 メディカル営業部

TEL 03-3259-2528

※受付時間：平日9:00～17:40（土・日・祝日・年末年始はお休み）

URL <https://www.fujilatex.co.jp/medical/>

〔お問合せフォームへ〕



②打ち合わせ

お問い合わせ頂いた内容を基に、ご面談の上、シリコンチューブの
スペック、条件などを決めていきます。
必要に応じて、秘密保持契約にも対応しております。

③お見積もり

スペック、条件などが決まりましたら、お見積りを提示させていただきます。
併せておおよその納期やその他連絡事項についてもお知らせ致します。



④製造

ご要望に合わせたシリコンチューブを製造いたします。
納品までのリードタイムは製造開始後、2ヶ月が目安となります。
（条件により製造期間は前後致します。）

⑤納品

ご希望の指定場所に納品いたします。



ご注意

- ①オーダーメイド品の製造ロットは、5,000m（ライン入は3,000m）からとなります。
 - ②オーダーメイド製造に必要なリードタイムは、2ヶ月程度が目安となります。
 - ③梱包形態は当社NB製品と同様となります。
- ※その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。