



高品質で使いやすい 国内製造経腔用プローブカバー

国内工場で製造された天然ゴム製プローブカバーです。
安全かつ使いやすいパッケージで、安心してご使用頂けます。

個包装に
ブリスター
パック採用
しっかり丈夫な
素材です



フタを
切り離せる
便利な外箱
片手で個包装を
取り出せます



各社の
経腔プローブ
に使用可能

巻き上げて
あるので
プローブへの
装着が簡単



■ 経腔用プローブカバー・G

国内唯一※の経腔用滅菌プローブカバー

経腔超音波診断時に探触子（プローブ）に被せることでプローブの汚染を防ぎ、医療従事者及び患者間の交差感染を防ぎます。
滅菌済みなので不妊治療を行っているクリニック様にもおすすめです。

※2021年1月現在 天然ゴム製経腔用プローブカバーにおいて

- 天然ゴム製
- ガンマ線滅菌品（単回使用・ディスポーザブル）
- 管理医療機器クラスII
- 医療機器承認番号 20200BZZ01231000

形状	直径	厚さ	JANコード	使用期限	希望小売価格	商品コード
	35φ	0.1mm		滅菌日より2年	16,000円/箱 (税込17,600円)	FL130694
	全長	入り数				
	195mm	100個/箱				

■ 経腔用プローブカバーNS

リーズナブルな未滅菌プローブカバー

経腔超音波診断時に探触子（プローブ）に被せることでプローブの汚染を防ぎ、医療従事者及び患者間の交差感染を防ぎます。
未滅菌なので、滅菌品に比べてリーズナブルです。

- 天然ゴム製
- 単回使用・ディスポーザブル
- 管理医療機器クラスII
- 医療機器認証番号 222ABBZX00161000



袋入り
タイプ



包装形態	形状	入り数	JANコード	使用期限	希望小売価格	商品コード
ブリスターパック		100個/箱		製造日より3年	10,000円/箱 (税込11,000円)	FL130693
袋		120個/袋		製造日より2年	6,500円/箱 (税込7,150円)	FL130537