


心エコー検査時の汚染防止

経食道用不二プローブカバー・G

コード：FL130368 (M径)

コード：FL130370 (L径)



- ・天然ゴム製
- ・ガンマー線滅菌品 (単回使用・ティスポーザブル)
- ・管理医療機器クラス II
- ・医療機器認証番号 220ABBZX00312000



装着方法は弊社ホームページをご確認下さい。

https://www.fujilatex.co.jp/medical/probe_cover_g-2/

●仕様	長さ		径		厚み		入り数	JANコード	使用期限	定 価	
	全長(mm)	先端(mm)	胸部(mm)	先端(φ)	胸部(φ)	先端(mm)					胸部(mm)
M径	1050	35	600	10	15	0.25	0.3	30枚/箱 (10枚×3)	4 902510 250059	滅菌日 より2年	2,600円/枚 78,000円/箱
L径	1100	45	600	12	18	0.25	0.3		4 902510 250073		

注意事項

- ※ご使用される前に必ず添付文書をご確認下さい。
- ※本製品はティスポーザブルになります。繰返し使用されることはおやめ下さい。
- ※ゴム製品は下記の場所を避けて保管して下さい。
 - ・直射日光、紫外線の当たる場所・高温多湿で風通りの悪い場所・オゾンが発生させる空気清浄機、高電圧製品の近く

不二ラテックス株式会社 メディカル営業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1
TEL 03-3259-2528 FAX 03-3293-2426
URL <http://www.fujilatex.co.jp/>