


合成ゴム製
だから




天然ゴムアレルギーの 患者様にも安心です。

本人も気づきにくく診察時に申告されにくい、天然ゴムアレルギー。
そんな患者様にも安心な、天然ゴムを使用しないIR（ポリイソプレン）製
プローブカバーです。

個包装に
ブリスター
パック採用
しっかり丈夫な
素材です



フタを
切り離せる
便利な外箱
片手で個包装を
取り出せます



各社の
経膈プローブ
に使用可能

巻き上げて
あるので
プローブへの
装着が簡単

経膈用IR プローブカバーNS [Non Sterile:未滅菌]

- 合成ゴム製（IR=ポリイソプレンゴム）
- 単回使用・ディスポーザブル
- 管理医療機器クラスII
- 医療機器承認番号：
30300BZX00234000



商品コード
FL130701

形状	直径	全長	厚さ	入り数	JANコード	使用期限	希望小売価格
	35φ	195mm	0.1mm	100個/箱	4 902510 622665	製造日より2年	15,000円/箱 (税込価格) 16,500円